

CAPACITACIÓN CORTOPUNZANTES

“Contribuimos a tu bienestar”



OBJETIVOS

"Prevenir lesiones por objetos cortopunzantes en el personal de salud mediante la implementación de prácticas seguras en el manejo, disposición y eliminación de estos elementos, reduciendo así el riesgo de exposición a agentes biológicos."



Bioseguridad y Seguridad del Personal: Basada en la importancia de proteger la salud y la seguridad de todas las personas que puedan entrar en contacto con elementos cortopunzantes. Esto incluye a los trabajadores de la salud, personal de limpieza, personal de laboratorio y cualquier otra persona que pueda verse expuesta.

Prevención de Lesiones: Uno de los objetivos fundamentales es prevenir lesiones causadas por elementos cortopunzantes. Esto implica el uso de procedimientos seguros para la manipulación, el descarte y el almacenamiento de estos elementos.

Gestión de Residuos Peligrosos: Los elementos cortopunzantes se consideran residuos peligrosos debido a su potencial para transmitir enfermedades y causar lesiones. El marco se basa en la gestión adecuada de estos residuos, incluyendo su recolección, almacenamiento temporal y eliminación final.



- ✓ **Contenedores Bioseguros:** El uso de contenedores específicos diseñados para la recolección segura de elementos cortopunzantes. Estos contenedores suelen ser resistentes, a prueba de pinchazos y estar claramente etiquetados para indicar su contenido peligroso.
- ✓ **Procedimientos de Manipulación Segura:** El marco incluye pautas claras y procedimientos para la manipulación segura de elementos cortopunzantes. Esto abarca aspectos como la forma de desmontar jeringas, cómo colocar agujas en los contenedores, y el uso de guantes y otros equipos de protección personal.
- ✓ **Criterios Específicos para el descarte de elementos cortopunzantes:** Al iniciar jornada laboral, retirarse pulseras, anillos y collares, uñas cortas a ras del pulpejo sin ningún tipo de esmalte

Procedimiento:

- ✓ **FACTORES DE RIESGO POTENCIALES:**
- ✓ **BIOLOGICO:** Pinchazo por material corto punzante y contacto con fluidos corporales, durante el descarte.
- ✓ **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDO:** Guantes de látex, vinilo ó nitrilo, gafas de seguridad, protección respiratoria.

DISPOSITIVOS E INSUMOS REQUERIDOS:

- ✓ Guardián de seguridad sujeto a una superficie.
- ✓ Riñonera para descartar elementos cortopunzantes en la mesa quirúrgica, (aplica para cirugía)
- ✓ Pinza algodонера

CONDICIONES ESPECIALES:

- ✓ De acuerdo al procedimiento a realizar con material cortopunzante, realice lavado de manos: quirúrgico, clínico o higienización.
- ✓ Use los elementos de protección personal, guantes, protección respiratoria y gafas.

Siempre que vaya a descartar materiales cortopunzantes contaminados como: alma de catéter, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, hojas de bisturí, lancetas, cuchillas de afeitar entre otras) recuerde:

- ✓ Garantizar que en todo momento el guardián de seguridad se encuentre fijo para evitar caída o salida accidental de los cortopunzantes.
- ✓ Si el guardián no está asegurado a una superficie, reporte oportunamente a Seguridad y salud en el trabajo para que se corrija esta situación

Descarte las almas, agujas de sutura, cuchillas por el orificio más amplio del guardián.

Si es una aguja hipodérmica de presión coloque el cuello de la jeringa debajo del orificio en U y hale la jeringa hacia arriba.

En caso de no poderlo realizar en el soporte de la ranura, utilice una pinza.

Si es una aguja hipodérmica de rosca, inserte la aguja en el orificio en escalera, gire hacia la izquierda hasta desprender la aguja.



En caso de no poderlo realizar en el soporte de la ranura, utilice una pinza

La hoja de bisturí debe retirarse utilizando la pinza y descartarla inmediatamente en el guardián.



En procedimientos invasivos, utilice un recipiente para depositar los cortopunzantes, una vez terminada la intervención corte el hilo de las agujas de sutura desde su base y utilice una pinza para depositar los cortopunzantes en el guardián.

Cuando el guardián esté lleno hasta las $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad cierre herméticamente la tapa a 2 clic. Refuerce el sellado con cinta adhesiva. Deposítelo en bolsa roja y ubíquelo en la zona de desechos biológicos.



Nota: El guardián se debe marcar con la fecha de inicio y Área o Servicio, antes de empezar a usarlo. Se debe descartar cada 30 días independiente del contenido. (AUNQUE NO ESTE LLENO)



GRACIAS